



Kronen und Brücken Implantat



DENTAL Manufaktur
Braunschweig
Korsch & May GmbH

Der perfekte Ablaufplan.

PRAXIS		LABOR
<p>> 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Erstabformung für Individ.-Löffel (offen / geschlossen angeben) . Abformung Gegenkiefer . Implantat-Parameter angeben . Vorbissnahme . Zahnfarb-Bestimmung . Materialangabe (Metall/Zirkon) 	<p>1 Tag Versand</p> <p>≡</p> <p>2 Arbeitstage/ 5 Arbeitstage mit Bestellung</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Modellherstellung . Herstellung Individ.-Löffel . Bestellung der Abformpfosten (falls gewünscht gerne auch im Vorfeld)
<p>> 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Individ.-Abformung mit Abformpfosten . Bissregistrierung 	<p>1 Tag Versand</p> <p>≡</p> <p>5 Arbeitstage/ Atlantis nach Eingang der Lieferung</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Modellherstellung . 1. Artikulation . Fertigung Abutment . Herstellung Implantatschlüssel . evtl. Herstellung Bisschablone
<p>> 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Abutmenteinprobe mit Implantatschlüssel . evtl. Bissregistrierung über Implantatschlüssel 	<p>1 Tag Versand</p> <p>≡</p> <p>6 Arbeitstage</p>	<ul style="list-style-type: none"> . 2. Artikulation . evtl. Abutmentkorrektur . Gerüsterstellung . Verblendung . evtl. Farbinfiltration . Glasieren
<p>> 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Eingliedern 		