



Kronen und Brücken



DENTAL Manufaktur
Braunschweig
Korsch & May GmbH

Der perfekte Ablaufplan.

PRAXIS



LABOR

> 1.

- . Situationsabformung
- . Abformung Gegenkiefer
- . Präparationsabformung
- . Bissregistrat
- . Zahnfarbe bestimmen
- . Materialangabe (Metall/Zirkon)

1 Tag Versand



5 Arbeitstage

- . Modellherstellung
- . 1. Artikulation
- . Herstellung Gerüstanprobe

> 2.

- . Einprobe Gerüst
- . Bissregistrierung über Gerüst

1 Tag Versand



4 Arbeitstage

- . 2. Artikulation
- . Fertigstellung mit Verblendung
- . ggf. Farbinfiltration, Glasieren

> 3.

- . Eingliedern
- . evtl. neues Registrat zu Bisskorrektur